

BLISS GVS PHARMA LTD.

Product: Fuclo 250 Solution	Market: IMEX (EN+FR+PT)	Size: (L x W X H) 58 x 58 x 120 mm
Component: Carton	Artwork code: 38001197-01	Pack Size: 100 ml
Color Shades: CMYK + 2 Special color for IMEX logo	Date of Initiation: 30-06-2020	Mfg Location: Medopharm
Barcode: 2D barcode	Substrate: 350 ITC Sapphire graphic with Matt finish (Aqua Varnish)	
Reason for Issue: Word "Suspension" replaced with "Solution" as per client comments		Superseded code: 38001197
Designer	Rajesh Mayekar	Change Control No.: CC/CO/P/XX/XXX
Path: E:\DUSANE\YD\PACKAGING\Suresh P\IMEX\Fuclo\Fuclo suspension Carton and Label.cdr		Pharma Code: 3003

EAN -13 8906009238470

Imex logo to be printed in grey Colour Inside of Carton



10-611000E

Unvarnished area for 2D Code & Batch Details

Example

GTIN No. 1890XXXXXXXXXX

BATCH No. XXXXXXXX

SR. No. XXXXXXXXXXXXXXXX

MFG. DT. MM/YYYY EXP. DT. MM/YYYY

11/05/2021

V.LOUKOUAKALA

250

Fuclo®

Fuclo® 250

Flucloxacilina solução oral /
Flucloxacillin Oral Solution

Penicilina Insensível à Penicilinase /
Penicillin Insensitive to the Penicillinase

100ml

Via Oral / Oral Use

IMEX Pharma

Composition:

Chaque 5 ml de solution reconstituée contient:
Flucloxaciline sodique
équivalent à Flucloxaciline 250 mg
Excipients q.s.p.

Conservar em dessous de 25°C, à l'abri de la lumière et de l'humidité.
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Conservar la solution reconstituée entre 2°C-8°C.
Ne pas congeler.
Agiter avant l'emploi.

Reconstitution:
Agiter le flacon pour disperser la poudre, ajouter lentement de l'eau potable jusqu'à la graduation et agiter. Bien agiter le flacon avant chaque utilisation.

La solution reconstituée doit être utilisée dans les 7 jours.

Composição:

Cada 5 ml de solução reconstituída contém:
Flucloxacilina Sódica
Equivalente a Flucloxacilina 250 mg
Excipientes q.b.

Conservar abaixo dos 25°C, ao abrigo da luz e da humidade.
Manter fora da vista e do alcance das crianças.

Conservar a solução reconstituída no frigorífico (entre 2°C e 8°C). Não congelar.
Agitar bem antes de cada utilização.

Reconstituição:
Agitar o frasco para dispersar o pó, adicionar água potável até à marca indicada no frasco e agitar bem. Agitar sempre antes de usar.
A solução reconstituída deve ser utilizada em 7 dias.

Fuclo®

Fuclo® 250

Flucloxacilina solution buvable

Pénicilline Insensible à la Pénicillinase

100ml

Voie orale

IMEX Pharma

Composition:

Each 5 ml of reconstituted solution contains:
Flucloxacillin Sodium
equivalent to Flucloxacillin 250 mg
Excipients q.s.

Store below 25°C, protect from light and moisture.
Keep out of reach and sight of children.

Store the reconstituted solution between 2°C-8°C.
Do not freeze.
Shake well before use.

Direction for reconstitution:
Shake the bottle to loosen the powder, slowly add boiled & cooled water up to the ring mark on the bottle & shake well. Add water if necessary to adjust the volume up to the mark.

Use the reconstituted solution within 7 days.

RESPECTER LES DOSES PRESCRITES
NÃO EXCEDER A DOSE PRESCRITA
COMPLY WITH PRESCRIBED DOSES

LISTE 1 / LISTA 1 / LIST 1

Uniquement sur ordonnance /
Apenas mediante prescrição médica /
Only under prescription

Code No.: TN/DRUGS/TN00002183

Titulaire & exploitant AMM /
Titular e responsável pela AIM /
MA Holder & operator:
IMEX PHARMA
Rose Belle Building, Unit 3,
Rose Belle Business Park,
Mauritius.
Pharmacovigilance :
+ 225 21 25 52 38

Pharmacovigilance :
+ 225 21 25 52 38
pharmacovigilance@imex-pharma.com

Fabriqué par / Fabricado por / Manufactured by:
MEDOPHARM PVT. LTD.
Guduvanchery-603202, INDIA.