

Size : 110 x 60 x 60 mm

ASMOXIME

Céfixime pour  
suspension orale USP  
100mg/5ml

ASMOXIME

60  
ml



ASMOXIME

**Composition :**  
Each 5 ml after reconstitution contains:  
Céfixime USP (as Trihydrate)  
equivalent to Anhydrous Céfixime 100 mg  
Excipients q.s.

**DOSAGE, INDICATION, ADMINISTRATION,  
CONTRAINDICATION :**  
Refer to enclosed package insert.  
Read the leaflet carefully before use.

**STORE BELOW 30°C.  
SPECIFICATION :** As per USP standards.  
**CAUTION :** Keep out of reach of children.

**DIRECTIONS FOR USE :**  
Initially shake bottle well to loosen granules. Slowly add  
previously boiled and cooled water up to the ring on the bottle and  
shake vigorously. Adjust the volume up to the mark by adding  
more water if necessary. This makes 60 ml of suspension. The  
reconstituted suspension should be stored in a refrigerator and  
should be used within 7 days after reconstitution.  
**SHAKE WELL BEFORE USE.**



8 906101141037 8

NE TAKE THE PRESCRIBED DOSE.  
RESPECTER LES DOSES PRESCRITES

PRESCRIPTION USE ONLY  
UNILÉMENT SUR ORDONNANCE

Liste I

Céfixime pour  
suspension orale USP  
100mg/5ml

ASMOXIME

60  
ml



ASMOXIME

**FORMULE:**  
Chaque 5 ml après reconstitution contient:  
Céfixime USP (comme Trihydrate)  
équivalent au Céfixime Anhydre 100 mg  
Excipients q.s.

**POSOLOGIE, INDICATION, MODE D'EMPLOI, CONTRE-INDICATION :**  
Voir notice à l'intérieur. Veuillez lire les indications soigneusement avant  
l'utilisation.

**CONSERVER EN-DESSOUS DE 30°C.  
SPECIFICATION :** Selon les normes USP  
**PRECAUTION :** Garder hors de la portée des enfants.

**INSTRUCTIONS D'UTILISATION :**  
D'abord bien secouer la bouteille pour assouplir les grains. Ajouter  
lentement de l'eau bouillie et refroidie à l'avance jusqu'à l'anneau sur la  
bouteille et secouer fort. Ajuster la quantité à la marque en ajoutant plus  
d'eau si nécessaire.  
Vous obtenez une suspension de 60 ml. La suspension reconstituée doit  
être conservée dans un réfrigérateur et doit être utilisée dans un délai de 7  
jours après reconstitution.

**BEIN SECQUER AVANT UTILISATION**

Mfg. Lic. No.:  
Numéro de licence de fabrication:  
Batch No.:  
Numéro de lot:  
Mfg. Date:  
Date fab.:  
Exp. Date:  
Date exp.:



Manufactured in India by:  
Fabrique en inde par:  
**ASMOH LABORATORIES LIMITED**  
Village-Sandoli, Natagari Road,  
Bardi, Distt. Solan, H.P.-173205 (INDIA)  
Regd. Off: A-19, 1st Floor,  
Gazipur Village, Delhi-110096 (INDIA)  
Email: info@asmohlab.com  
Web: www.asmohlab.com