


BLISS GVS PHARMA LTD.		
Product: Clavumoccid 112.5 Suspension	Market: IMEX	Size: (L x W x H) 95 x 46 x 105 mm
Component: Carton	Artwork code: 38000632-01	Pack Size: 2 X 60 ml
Color Shades: CMYK + Pantone	Date of Initiation: 15-09-2020	Mfg Location: Medopharm
Barcode: 2D Barcode	Substrate: 350 ITC Sapphire graphic with matt finish aqua varnish	
Reason for Issue: Change in storage temperature from 30°C to 25°C & added white patch behind batch details area		Superceded Code: 38000632
Designer	Rajesh	ARF No.: 20160534
Path: E:\DUSANE\YD\PACKAGING\Suresh P\IMEX\Clavumoccid 112.5 Suspension\Clavumoccid 112.5_Ver 01.cdr		Pharma Code: 3006

Product EAN-13 No.: 8906081302250

- Pantone 7705 C
- Pantone 576 C
- Pantone 7427 C

IMEX logo to be printed inside in grey colour



Hortense Deslandes

04/11/2020

Clavumoccid
Amoxicilline 100mg / Acide clavulanique 12,5mg
Poudre pour suspension buvable

Antibiotic

Clavumoccid
Amoxicilline 100mg / Acide clavulanique 12,5mg
Poudre pour suspension buvable

Antibiotique

2 bottles of 60 ml
Oral use

2 flacons de 60 ml
Voie orale

Composition:
Each ml of reconstituted suspension contains:
Amoxicillin Trihydrate 100 mg
Equivalent to Amoxicillin 100 mg
Diluted Potassium Clavulanate equivalent to Clavulanic Acid 12.50 mg

Store below 25°C, protect from light and moisture.

Direction for reconstitution:
Slowly add water up to the mark on the bottle and shake well. Only use boiled water that has been cooled down. Shake well before every use.

Store the reconstituted suspension between 2-8°C. Use the reconstituted suspension within 7 days.

Indications, contraindications, precaution of use, dosages: See leaflet.

Keep out of reach and sight of children.

Unvarnished Area
For 2D Barcode & Batch Details
46 x 33 mm

Composition:
Chaque ml de suspension reconstituée contient:
Trihydrate d'Amoxicilline 100 mg
Equivalent à l'Amoxicilline 100 mg
Clavulanate de potassium dilué equivalent à l'Acide Clavulanique 12,50 mg

Conserver en dessous de 25°C, à l'abri de la lumière et de l'humidité.

Instructions pour la reconstitution:
Lentement, ajouter de l'eau jusqu'au repère sur la bouteille et agiter vigoureusement. Utilisez uniquement de l'eau bouillie et refroidie. Bien agiter avant chaque utilisation.

Conserver la suspension reconstituée entre 2-8°C. La suspension reconstituée doit être utilisée dans les 7 jours.

Indications, contre-indications, précautions d'emploi, posologie: voir la notice.
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

**RESPECTER LES DOSES PRESCRITES
COMPLY WITH PRESCRIBED DOSES**

LISTE 1 / LIST 1
Uniquement sur ordonnance / Only under prescription
Code No.: TNDRUGS/TN0002183

Titulaire & exploitant AMM / MA Holder & operator:
IMEX PHARMA
Rose Belle Building, Unit 3,
Rose Belle Business Park,
Mauritius.
Pharmacovigilance :
+ 225 21 25 52 38

Example

GTIN No. 1890XXXXXXXXXX
 BATCH No. XXXXXXXX
 SR. No. XXXXXXXXXXXXXXXX
 MFG. DT. MM/YYYY EXP. DT. MM/YYYY
 Code No.: XXXXXXXX



Pharmacovigilance :

+ 225 21 25 52 38
 pharmacovigilance@imex-pharma.com

Fabriqué par / Manufactured by:
 MEDOPHARM PVT. LTD.
 Guduvanchery-603202, INDIA.